

Sistema di addestramento DAE LIFEPAK® CR2

La formazione migliora la prontezza.



- Strumento di formazione dinamico e versatile
- Stesso funzionamento semplice e intuitivo del Defibrillatore LIFEPAK CR2
- Scenari completamente personalizzabili
- Utilizzabile senza telecomando
- Tecnologia ClearVoice™

Il sistema di addestramento DAE LIFEPAK CR2 fornisce una simulazione realistica dell'utilizzo del Defibrillatore LIFEPAK CR2, senza carica e scarica di energia effettive. Imitando l'aspetto del CR2, il Trainer simula il funzionamento reale utilizzando la stessa semplice interfaccia utente. Gli scenari demo preimpostati possono essere programmati per la modalità completamente automatica o semiautomatica, in modo da consentire una rapida dimostrazione delle funzionalità chiave del CR2, così come dei vantaggi della tecnologia di analisi cprINSIGHT™.

Realismo del dispositivo

Il Trainer guida gli utilizzatori attraverso analisi simulate, erogazione di energia e periodi di RCP assistita con il metodo coaching RCP, fornendo anche automaticamente notifiche e-mail attraverso il Programma di Gestione DAE LIFELINKcentral™ quando il dispositivo è in uso e le piastre sono posizionate. Così come il CR2, il Trainer utilizza la tecnologia ClearVoice™ per rilevare il rumore di sottofondo e modificare il volume per istruzioni chiare.

Scenari programmabili

Tutte le funzioni del Trainer sono programmabili per simulare l'intera gamma di scenari che potrebbero presentarsi agli utilizzatori durante l'uso del Defibrillatore LIFEPAK CR2 nella «vita reale». Il Trainer fornisce due scenari completamente configurabili che sono personalizzabili utilizzando una schermata di configurazione e possono essere aggiornati durante il funzionamento per una massima flessibilità.

Notifiche e-mail

L'app Trainer Demo per CR2 può essere utilizzata per impostare le notifiche e-mail automatiche oppure per inviare notifiche e-mail manuali attraverso Bluetooth® da qualsiasi dispositivo mobile Windows®, Android® o iOS®. Questa applicazione simula le notifiche e-mail automatiche fornite quando un CR2 viene gestito per mezzo del Programma di gestione DAE LIFELINKcentral.

Semplice ed economico

Il Trainer rileva quando vengono applicati gli elettrodi QUIK-STEP™ ed avanza automaticamente attraverso lo scenario, eliminando la necessità di un telecomando. Un pulsante pausa sull'unità permette l'arresto dello scenario in corso se necessario. Inoltre, il sistema di addestramento DAE CR2 è economico. Non solo è alimentato da 4 batterie D-cell standard ma gli elettrodi sono economici e riutilizzabili, imitando gli elettrodi ECG di defibrillazione QUIK-STEP ad accesso rapido del Defibrillatore LIFEPAK CR2.

Specifiche

Generale

Per utilizzo in aree a temperatura controllata protette da precipitazioni. In grado di resistere ad un utilizzo intenso e a periodi di funzionamento prolungati.

Caratteristiche fisiche

Altezza: 27,2 cm, con maniglia

Larghezza: 21,8 cm

Profondità: 8,6 cm

Peso: 1,8 kg, con batterie

BATTERIE

6 volt/4 batterie, intervallo 3,3–6,6 V c.c. Quattro batterie D-cell alcaline non ricaricabili. Le nuove batterie forniranno almeno 100 ore di funzionamento continuo a volume 4.

PULSANTI

Lingua, Accensione/ spegnimento, Modalità bambini, Scarica

DISPLAY

Indicatore Operatività: Off quando il dispositivo è spento; On quando il dispositivo viene utilizzato o è in modalità configurazione; lampeggia quando è in modalità standby (il coperchio è chiuso)

Opzioni scenario

Tipo di dispositivo: Completamente automatico, semiautomatico

Numero di eventi: 1, 2, 3, 4, Ripetizione

Shock Consigliato: Sì, No

Metronomo RCP: Solo compressioni, 30:2

Tempo RCP: Breve, 60s, 120s, 180s

Tecnologia cprINSIGHT: On, Off

Nessuna RCP rilevata: On, Off

Rilevato movimento: On, Off

Bilingue: On, Off

Seconda lingua: Tutte

Controllo del respiro: On, Off

Physio-Control è ora una parte di Stryker.

Per ulteriori informazioni contattare il proprio referente locale Physio-Control o visitare il sito internet www.physio-control.com

Physio-Control Headquarters

11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA
Tel 425 867 4000
www.physio-control.com

Physio-Control Operations

Netherlands B.V. 
Galjoenweg 68
6222 NV Maastricht
The Netherlands
Tel +31 (0)43 3620008
Fax +31 (0)43 3632001

Physio-Control

Italy Sales S.r.l.
Viale Brianza, 181
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel +39 02 66026100
Fax +39 02 94754144

Physio-Control

Switzerland Sales GmbH
Tel +41 (0) 41 210 48 20
Tel 0800 00 66 33 (kostenlos)
Fax +41 (0) 41 210 48 22
Fax 0800 00 66 44 (kostenlos)
www.physio-control.ch



Physio-Control, Inc., 11811 Willows Road NE, Redmond, WA 98052 USA